

極低温反応機

# UCリアクター

NEW  
モデル

## UCR-80N / UCR-80Nh



300mL フラスコ用液槽バス  
SUS センサー (EXTC-S01)  
容器固定ステーセット (ST-010)

■ ±0.2℃での正確な温度制御


冷却部は -80℃まで冷却可能

■ 長期間の連続運転が可能

必要なのは 100V 電源のみ

■ 軽量コンパクト

ドラフト内でも余裕で設置  
W200×D300×H330mm  
総重量約 11kg



詳細はお問合せください



E-mail

株式会社テクノシグマ

E-mail : info@techno-sigma.co.jp

〒701-2141 岡山市北区牟佐 874 番地 5

TEL (086) 229-9521 FAX (086) 229-9522

### 製品仕様

製品名	極低温反応機
形式	UCR-80N / UCR-80Nh
温度調節精度	±0.2℃
温度制御方式	P.I.D 制御
冷凍機	ヘリウムサイクル冷凍機 (密閉型)
本体外形寸法	W200×D300×H330
電源	AC100V 50/60 Hz
本体価格	¥580,000 / ¥720,000

### 温度調節範囲

