



大気負荷を軽減するエコクレール

機能UP

# Eco Clair

## 有機溶媒回収システム

- 凝縮・冷却部を一体化したスリム構造
- 幅広い低温域の選択（-40℃～室温）
- 冷却水循環不要・結露発生なし



エコクレール OSR-B  
（卓上型）


## エコクレールの特長

- ステンレス製コンデンサーを採用し、減圧下で有機溶媒を効率良く回収
- 凝縮・冷却部を一体化し、断熱構造としたため夏季でも冷却温度がほぼ一定
- 各種ロータリーエボレーターに接続使用可能
- 簡単に減圧度の調整可能

## システム例



### 冷却特性



### 主要諸元

品名	有機溶媒回収装置 エコクレール(卓上型)	
型式	OSR-B300F	OSR-B300
コンデンサー	SUS304 (内部フッ素加工)	SUS304
冷却温度範囲	-40℃～室温	
温度設定・表示	シートキー入力、デジタル表示、最小桁1℃	
冷却能力(-23.3℃)	229/275kcal/h	
冷凍機(レシプロ)	空冷式密閉型300W	
安全装置	漏電・過電流ブレーカー、オーバーロードリレー回路 サーミスタ異常検知	
外形寸法(mm)	W225/H600/D435	
消費電力	270～500VA	
定格電流	100V 50/60Hz	
重量	約28kg	
価格	497,000円	437,000円

表示価格には消費税は含まれておりません。

**Eco  
Clair**

**安全に関する  
ご注意**

製品を安全にお使いいただくため、  
ご使用前には「取扱説明書」を  
よくお読みください。

※凝縮部・冷凍部一体型の有機溶媒回収システムEco Clair (エコクレール) OSR-Bシリーズは  
(株)テクノシグマのオリジナル商品です。  
※このカタログに掲載の外観・仕様は2005年4月現在のものです。  
※製品改良のため、外観及び仕様が予告なく変更されることがあります。

(株)テクノシグマ

TS Techno Sigma

■本社・開発センター  
〒701-2141 岡山市牟佐874番5  
TEL (086) 229-9521 FAX (086) 229-9522

■連絡所  
TEL (0726) 61-5100 FAX (0726) 61-5200

URL: <http://www.techno-sigma.co.jp>  
E-mail: [info@techno-sigma.co.jp](mailto:info@techno-sigma.co.jp)

お問い合わせ、ご用命は