


- ・プログラム制御が可能
- ・精密温調ができるようにプログラム制御が可能
- ・最高到達温度：180℃

オプション

- 1) 外部温度センサーの取り付けが可能
これにより、内温制御も可能となります。
- 2) 断熱カバーの取り付けが可能
これにより、火傷防止、保温効果による温度バラツキの抑制ができます。



製品仕様

製品名	コンパクトオイルバス
型式	MOB-130P
最高使用温度	180℃
温度単位	0.1℃
制御方式	PID方式
温度精度	±0.2℃
設定方法	前面タッチキー入力
プログラム機能	8ステップ、1メモリー 0.1℃/min単位の昇温降温機能
重量	1.5kg
電源	AC100V(50/60Hz), 120W

価格 ¥157,000