

テフロンダイヤフラム式減圧ポンプ



特 長

- ・接ガス部にPTFEを使用。
- ・耐蝕性にすぐれ、有機溶媒や腐食性ガスの吸引に最適。
- ・クリーン。流体の純度を保持。
- ・到達圧力は1000Paを実現。
- ・小型軽量、省エネ省スペースタイプ。
- ・メンテナンスが容易。

用 途

- ・ロータリーエバポレーター
- ・真空濃縮、真空ろ過、遠心分離
- ・真空乾燥
- ・レーザー機器
- ・分析機器、理化学機器
- ・医療機器/製薬用機器

仕 様

品 番	OSR-UL022
型 式 名	DTC-22
排気速度	20/24 L/min (50/60Hz)
到達圧力	1000 Pa
モーター	1φ, 100V, 50W, 4P, コンデンサーラン
定格電流	1.3/1.3 A (50/60Hz)
最大寸法	142(W)×272(L)×202(H)mm
重 量	7.1Kg
価 格	176,000 円

URL:www.techno-sigma.co.jp

E-mail:info@techno-sigma.co.jp

(株)テクノシグマ

■本社・開発センター
 〒701-2141 岡山市北区牟佐874番地5
 TEL (086) 229-9521 FAX (086) 229-9522
 ■連絡所
 TEL (072) 661-5100 FAX (072) 661-5200